

NETZSCH

Proven Excellence.



Лабораторная мельница *MiniZETA*

Тонкое измельчение в малых объемах

Business Unit
GRINDING & DISPERSING

Лабораторная мельница *MINIZETA*

- Самовсасывающая циркуляционная система
- Интегрированная емкость для циркуляции с мешалкой с электроприводом
- Разделение размольных тел через сито со стороны подшипника
- Объем партии продукта от 0,25 л до 0,5 л
- Простое, удобное обслуживание
- Поворотная емкость для удобного заполнения и выгрузки мелющих тел
- Применение самых малых мелющих тел от 0,5 мм до 2 мм макс.
- Электрический, водоохлаждаемый привод 1,1 кВт, через частотный преобразователь
- Число оборотов от 1 500 мин⁻¹ до 3 000 мин⁻¹, бесступенчатая регулировка
- Уплотнение размольной камеры посредством торцевого уплотнения с емкостью для запорной жидкости
- Лучшая воспроизводимость
- IP - исполнение (взрывозащищенное исполнение отсутствует)



Рабочее положение



Положения выгрузки



Положения заполнения



NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Sedanstraße 70
95100 Selb
Германия
Тел.: +49 9287 797-0
Факс: +49 9287 797 149
info.nft@netzsch.com

ООО Нетч Тула
Поселок Шатск, строение 1 Б
301107 Тульская обл
Россия
Тел.: +7 487 225 28 28
Факс: +7 495 225 28 14
info.ntr@netzsch.com

NETZSCH®
www.netzsch.com