

NETZSCH

Proven Excellence.



Molino de laboratorio *MINIZETA*

Pequeño e inteligente

Business Unit
GRINDING & DISPERSING

Molino de laboratorio *MINIZETA*

- Sistema autobombente de circulación de producto
- Tanque de recirculación integrado
- Separación de microesferas por gap rotativo
- Tamaños de lote entre 0,25 litros y 0,5 litros
- Manejo sencillo y limpio
- Tanque basculante para facilitar el llenado y la descarga de microesferas
- Tamaño de microesferas desde 0,5 mm
- Accionamiento eléctrico (1,1 kW) con convertidor de frecuencia
- Rango de velocidad entre 1 500 rpm y 3 000 rpm infinitamente ajustable
- Sellado de la cámara de molienda mediante sello mecánico y vasija con líquido de sellado.
- Reproducibilidad
- Diseño IP (diseño antiexplosivo no disponible)



Posición de trabajo



Posición de descarga



Posición de llenado



NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Sedanstraße 70
95100 Selb
Alemania
Tel.: +49 9287 797 0
Fax: +49 9287 797 149
info.nft@netzsch.com

NETZSCH Espana S.A.U.
Parc Audiovisual de Catalunya
Crta. BV-1274, Km. 1
08225 Terrassa / Barcelona
Tel.: +34 93 735 50 65
info.neb@netzsch.com

NETZSCH®

www.netzsch.com