

NETZSCH

Proven Excellence.



Labormühle Mill *MINIZETA*

Klein aber fein!

Business Unit
GRINDING & DISPERSING

Labormühle *MINIZETA*

- Selbstpumpendes Zirkulationssystem
- Integrierter Kreislaufbehälter mit elektrisch angetriebenem Kleinrührwerk
- Mahlkörperabtrennung über lagerseitigen Trennsplatt
- Ansatzgrößen 0,25 l bis 0,5 l
- Einfache, saubere Handhabung
- Schwenkbarer Mahlbehälter zum einfachen Befüllen und Entleeren der Mahlkörper
- Einsatz von Kleinstmahlkörpern ab 0,5 mm bis maximal 2 mm
- Elektrischer, wassergekühlter Antrieb mit 1,1 kW über Frequenzumrichter
- Drehzahlbereich von 1 500 min⁻¹ bis 3 000 min⁻¹ stufenlos einstellbar
- Mahlraumabdichtung mittels Gleitringdichtung mit Sperrflüssigkeitsbehälter
- Beste Reproduzierbarkeit
- IP - Ausführung (kein EX-Schutz möglich)



Arbeitsposition



Entleerungsposition



Befüllungsposition



NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Sedanstraße 70
95100 Selb
Deutschland
Tel.: +49 9287 797 0
Fax: +49 9287 797 149
info.nft@netzsch.com

NETZSCH®

www.netzsch.com